





ABUTMENTS

2017

- ✓ 3i®, 3i® Certain®, Osseotite® e Biomet 3i® sono marchi registrati da Biomet 3i LLC Ltd
- ✓ Alpha-Bio® SPI®, DFI® e ATID® sono marchi registrati da Alpha-Bio Tec Ltd., Israele
- ✓ Ankylos® Dentsply®, Astra®, Astra Tech™, Frialit® e XiVE® sono marchi registrati da Dentsply International Inc., USA
- ✓ BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac®, Mem-Lok® and TeethXpress® sono marchi registrati da BioHorizons, USA.
- ✓ Brånemark®, Replace®, Active® e Unigrip™ sono marchi registrati da Nobel Biocare AB, Svezia
- ✓ BTI®, Tiny®, Interna® ed Externa® sono marchi registrati da BTI Biotechnology Institute, Spagna
- ✓ Camlog® e Tube-in-Tube™ sono marchi registrati da Camlog Biotechnologies AG, Germania
- ✓ Ghimas® è un marchio registrato da Ghimas SPA, Italia
- ✓ Locator® e ZEST® sono marchi registrati da Zest Anchors Inc.
- ✓ MaTrix™ è, un marchio registrato da Bioservice S.R.L., Italia
- ✓ MIS®, M4® e Seven® sono marchi registrati da MIS Implant Technology Inc., Israele
- ✓ Neoss® è, un marchio registrato da Neoss Limited, UK
- ✓ ITI®, Straumann®, Bone Level® e synOcta® sono marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera e/o sue aziende collegate
- ✓ Osstem® e TS® sono marchi registrati da Osstem Implant, Corea
- ✓ Phibo® e TSH® sono marchi registrati da Phibo Dental Solutions S.L., Spagna
- ✓ Sweden & Martina®, Premium®, Kohno®, Global® e Outlink²® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, Italia
- ✓ Way® Milano, Way® Roma, Way® Venezia e Geass®, sono marchi registrati da Geass S.R.L., Italia
- ✓ Winsix® è, un marchio registrato da BIOSAF IN S.R.L., Italia
- ✓ Zimmer® e Screw-Vent™ sono marchi registrati da Zimmer Dental INC, USA

Novità in arrivo!

per il sistema **TPA** di viti per **PROTESI ANGOLATE** fino a 30° (vedi pag. 46)



Basi CrCo inclinate 15° - 25°

Convertitori da incollaggio



Gentilissimo cliente,
 i prodotti indicati in questo catalogo sono prodotti **COMPATIBILI** con i marchi sotto indicati.
NON sono prodotti ORIGINALI.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, **NON** sono di proprietà di Artiglio né di aziende collegate.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, come esplicitamente indicato a pagina 2 e nelle singole pagine del presente catalogo, sono marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende **e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali.**

	PAG.
Compatibili ANKYLOS®	4
Compatibili ASTRA®	5
Compatibili BIOMET 3i® CERTAIN®	8
Compatibili BIOMET 3i® ESAGONO ESTERNO	11
Compatibili BTI® INTERNA®	14
Compatibili CAMLOG® SCREW-LINE, ROOT-LINE, SCREW-CYLINDER LINE, CYLINDER-LINE	16
Compatibili DENTSPLY® FRIALIT® XIVE®	17
Compatibili MATRIX™ C – R – T	18
Compatibili MATRIX™ F – Y estetico – R estetico	19
Compatibili NEOSS®	20
Compatibili NOBEL® ACTIVE®	21
Compatibili NOBEL® BRÄNEMARK®	24
Compatibili NOBEL® REPLACE®	27
Compatibili STRAUMANN® BONE LEVEL®	30
Compatibili STRAUMANN® TISSUE LEVEL®	33
Compatibili SWEDEN & MARTINA® GLOBAL®	36
Compatibili SWEDEN & MARTINA® PREMIUM® - KOHNO®	37
Compatibili WINSIX® K – KT – CILINDRICI - CONICI	39
Compatibili ZIMMER® SCREW-VENT®	40
Sistema IPD di convertitori da incollaggio e CAD/CAM	43
Sistema PSD per overdentures compatibile con Locator®	44
Sistema TPA di viti per protesi angolate	46
Accessori	47

Le case implantari sopra indicate fungono da riferimento per molte altre case implantari quali ad esempio **AlphaBio®, Biologitech®, BioHorizons®, MIS®, Geass® Way®, Ghimas®, Matrix™, Osstem®, Phibo®**

Contattare la ditta Artiglio per conoscere i codici corrispondenti ai compatibili delle case implantari sopra indicate.

I codici del presente catalogo potrebbero subire variazioni.

In fase di ordine specificare sempre la casa implantare per la quale si richiedono prodotti compatibili e le specifiche tecniche.

I disegni non sono in scala 1:1.

Il presente catalogo non può essere riprodotto, neanche parzialmente, senza preventiva autorizzazione di Artiglio snc.

Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui riportate possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Per tale ragione Artiglio snc declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla mancanza o dalla inesattezza di quanto riportato in questa sede.

Artiglio non risponde inoltre di eventuali errori tipografici ed ortografici che dovessero riscontrarsi.

Per informazioni riguardanti i prezzi, fare riferimento ai listini in vigore.

		IMPIANTI ø 3,50	IMPIANTI ø 4,50	IMPIANTI ø 5,50	IMPIANTI ø 7,00
		Piattaforma di connessione UNICA ø 3,50			
	ABUTMENT CALCINABILE* POM				
	NON ROTANTE				
	ROTANTE			CA-AC-R-R	
	ABUTMENT PROVVISORIO TITANIO				
	NON ROTANTE			CA-AP-R-NR	
	ROTANTE			CA-AP-R-R	
	ABUTMENT ANATOMICO TITANIO				
	NON ROTANTE			CA-AA-R-NR	
	ROTANTE			-	
	VITE DI GUARIGIONE TITANIO				
	H 1,5 mm			CA-VGA15-R	
	H 3 mm			CA-VGA30-R	
	CONVERTITORE IPD DA INCOLLAGGIO e CAD-CAM TITANIO				
	NON ROTANTE H 1 mm			CA-CIC10-NR	
	NON ROTANTE H 2 mm			CA-CIC20-NR	
	ROTANTE H 1 mm			CA-CIC10-R	
	ROTANTE H 2 mm			CA-CIC20-R	
	SCAN ABUTMENT sistema IPD*				
	NON ROTANTE			SAD-NR	
	ROTANTE			SAD-R	
	ANELLO DI TENUTA IPD TITANIO				
	x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)			ATD	
	VITE DEFINITIVA TITANIO				
	PRIMARIA			CA-VD	
	x CONVERTITORE ROTANTE			CA-VD-R	
	ANALOGO DA LABORATORIO ACCIAIO				
	STANDARD			CA-AN-R	
	TRANSFER DA IMPRONTA ACCIAIO				
	PER IMPRONTA PICK-UP			CA-TA-R	

	IMPIANTI ø 3,00 Piattaforma X-SMALL Yellow	IMPIANTI ø 3,50 / 4,00 Piattaforma SMALL Aqua	IMPIANTI ø 4,50 / 5,00 Piattaforma LARGE Lilac
 ABUTMENT CALCINABILE* PLEXIGLASS / POM NON ROTANTE ROTANTE ROTANTE per abutment conico 20° per MUA	IHC-AC-N-NR IHC-AC-N-R - -	IHC-AC-R-NR IHC-AC-R-R ACMC20 ACM48	IHC-AC-W-NR IHC-AC-W-R ACMC20 ACM48
 ABUTMENT PROVVISORIO* TITANIO NON ROTANTE ROTANTE ROTANTE per abutment conico 20° per MUA	- - - -	IHC-AP-R-NR IHC-AP-R-R APMC20 APM48	IHC-AP-W-NR IHC-AP-W-R APMC20 APM48
 ABUTMENT FRESABILE* TITANIO NON ROTANTE ø 5,50 mm NON ROTANTE ø 7,00 mm	IHC-AF55-N-NR -	IHC-AF55-R-NR IHC-AF70-R-NR	IHC-AF55-W-NR IHC-AF70-W-NR
 ABUTMENT INCLINATO 15° * TITANIO NON ROTANTE H 2 mm NON ROTANTE H 3 mm	IHC-AI15-2-N-NR -	IHC-AI15-2-R-NR IHC-AI15-3-R-NR	IHC-AI15-2-W-NR IHC-AI15-3-W-NR
 VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA TITANIO ø 4,50 mm H 2 mm ø 4,50 mm H 4 mm ø 4,50 mm H 6 mm ø 5,50 mm H 2 mm ø 5,50 mm H 4 mm ø 5,50 mm H 6 mm per MUA TITANIO per MUA PLASTICA	IHC-VGA45-2-N IHC-VGA45-4-N - - - - - - -	IHC-VGA45-2-R IHC-VGA45-4-R IHC-VGA45-6-R IHC-VGA55-2-R IHC-VGA55-4-R IHC-VGA55-6-R VGAM48 VGAPM48	- - - IHC-VGA55-2-W IHC-VGA55-4-W IHC-VGA55-6-W VGAM48 VGAPM48
 BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo* CrCo+POM NON ROTANTE ROTANTE per MUA	IHC-BCC-N-NR IHC-BCC-N-R -	IHC-BCC-R-NR IHC-BCC-R-R BCCM48	IHC-BCC-W-NR IHC-BCC-W-R BCCM48
 CONVERTITORE IPD DA INCOLLAGGIO e CAD-CAM TITANIO H 0,9 mm NON ROTANTE H 0,9 mm ROTANTE H 1,1 mm NON ROTANTE H 1,1 mm ROTANTE H 1,5 mm NON ROTANTE H 1,5 mm ROTANTE H 2,5 mm NON ROTANTE H 2,5 mm ROTANTE per MUA	- - - - IHC-CIC15-N-NR IHC-CIC15-N-R IHC-CIC25-N-NR IHC-CIC25-N-R -	- - IHC-CIC11-R-NR IHC-CIC11-R-R - - IHC-CIC25-R-NR IHC-CIC25-R-R CICM48	IHC-CIC09-W-NR IHC-CIC09-W-R - - - - IHC-CIC25-W-NR IHC-CIC25-W-R CICM48



SCAN ABUTMENT sistema IPD*

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ANELLO DI TENUTA IPD

TITANIO

x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)

ABUTMENT x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator® TITANIO

H 1 mm

H 3 mm

H 5 mm



KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE
- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE
- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA



ABUTMENT OT-EQUATOR

originale Rhein83
TITANIO

ALTEZZE DA 1 a 6 mm



KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI

originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT
- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE
- N. 1 DISCO
- N. 4 CAPPETTE



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*

DRITTI TITANIO

H 1,5 mm

H 2,5 mm

H 3,5 mm

H 4,5 mm



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*

INCLINATO 17°

TITANIO

H 2,5 mm

H 3,5 mm

IMPIANTI ø 3,00 Piattaforma X-SMALL Yellow	IMPIANTI ø 3,50 / 4,00 Piattaforma SMALL Aqua	IMPIANTI ø 4,50 / 5,00 Piattaforma LARGE Lilac
SAD-NR	SAD-NR	SAD-NR
SAD-R	SAD-R	SAD-R
SADM48	SADM48	SADM48
ATD	ATD	ATD
-	IHC-AL-1-R	IHC-AL-1-W
-	IHC-AL-3-R	IHC-AL-3-W
-	IHC-AL-5-R	IHC-AL-5-W
-	CL02	CL02
030	030	030
130	130	130
-	IHC-MUA-15-R	IHC-MUA-15-W
-	IHC-MUA-25-R	IHC-MUA-25-W
-	IHC-MUA-35-R	IHC-MUA-35-W
-	IHC-MUA-45-R	IHC-MUA-45-W
-	IHC-MUA17-25-R	IHC-MUA17-25-W
-	IHC-MUA17-35-R	IHC-MUA17-35-W

	IMPIANTI ø 3,00 Piattaforma X-SMALL Yellow	IMPIANTI ø 3,50 / 4,00 Piattaforma SMALL Aqua	IMPIANTI ø 4,50 / 5,00 Piattaforma LARGE Lilac
 ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* INCLINATO 30° TITANIO H 3,5 mm H 4,5 mm	- -	IHC-MUA30-35-R IHC-MUA30-45-R	IHC-MUA30-35-W IHC-MUA30-45-W
 ABUTMENT CONICO 20°* TITANIO H 0,5 mm H 1,0 mm H 2,0 mm H 3,0 mm H 4,0 mm	- - - - -	IHC-MC20-05-R IHC-MC20-10-R IHC-MC20-20-R IHC-MC20-30-R IHC-MC20-40-R	IHC-MC20-05-W IHC-MC20-10-W IHC-MC20-20-W - IHC-MC20-40-W
 VITE DEFINITIVA TITANIO PRIMARIA PRIMARIA <i>per abutment conico 20°</i> <i>per MUA</i>	IHC-VD-N - -	IHC-VD-R IHC-VDMC20 VDM48	IHC-VD-W IHC-VDMC20 VDM48
 VITE TPA PER PROTESI CON FORI ANGOLATI FINO A 30° TITANIO PRIMARIA PRIMARIA <i>su abutment conico 20°</i> <i>TPA x MUA</i>	- - -	EA-TR-50 EA-TR-51 AB-TR-50	AC-TR-50 EA-TR-51 AB-TR-50
 ANALOGO DA LABORATORIO ACCIAIO STANDARD <i>per sistema PSD compatibile Locator®</i> <i>per abutment conico 20°</i> <i>per MUA</i>	IHC-AN-N - - -	IHC-AN-R ANL ANMC20 ANM48	IHC-AN-W ANL ANMC20 ANM48
 TRANSFER DA IMPRONTA ACCIAIO completo di vite PER IMPRONTA PICK-UP <i>per MUA - CUCCHIAIO CHIUSO</i>	IHC-TA-N -	IHC-TA-R TCM48	IHC-TA-W TCM48



ABUTMENT CALCINABILE*

PLEXIGLASS

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA ROTANTE



ABUTMENT PROVVISORIO*

TITANIO

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT ANATOMICO*

TITANIO

NON ROTANTE H 2 mm

NON ROTANTE H 4 mm



ABUTMENT INCLINATO 15°*

TITANIO

NON ROTANTE H 2 mm

NON ROTANTE H 4 mm



VITE DI GUARIGIONE

TITANIO

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm



VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA

TITANIO - H 2 mm

TITANIO - H 4 mm

TITANIO - *per MUA*

PLASTICA - *per MUA*



BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo*

CrCo + POM

NON ROTANTE

ROTANTE



CONVERTITORE IPD DA INCOLLAGGIO e CAD-CAM *

TITANIO

H 0,3 mm NON ROTANTE

H 0,3 mm ROTANTE

H 0,9 mm NON ROTANTE

H 0,9 mm ROTANTE

H 1,5 mm NON ROTANTE

H 1,5 mm ROTANTE

H 2,5 mm NON ROTANTE

H 2,5 mm ROTANTE

per MUA

IMPIANTI ø 3,25 Piattaforma ø 3,40
IHK-AC-N-NR
IHK-AC-N-R
-
IHK-AP-N-NR
IHK-AP-N-R
-
IHK-AA2-N-NR
IHK-AA4-N-NR
IHK-AI15-2-N-NR
IHK-AI15-4-N-NR
IHK-VG2-N
IHK-VG3-N
IHK-VG4-N
IHK-VGA2-N
IHK-VGA4-N
-
-
IHK-BCC-N-NR
IHK-BCC-N-R
-
-
IHK-CIC09-N-NR
IHK-CIC09-N-R
-
-
IHK-CIC25-N-NR
IHK-CIC25-N-R
-

IMPIANTI ø 4,00 Piattaforma ø 4,10
IHK-AC-R-NR
IHK-AC-R-R
ACM48
IHK-AP-R-NR
IHK-AP-R-R
APM48
IHK-AA2-R-NR
IHK-AA4-R-NR
IHK-AI15-2-R-NR
IHK-AI15-4-R-NR
IHK-VG2-R
IHK-VG3-R
IHK-VG4-R
IHK-VGA2-R
IHK-VGA4-R
VGAM48
VGAPM48
IHK-BCC-R-NR
IHK-BCC-R-R
IHK-CIC03-R-NR
IHK-CIC03-R-R
-
-
IHK-CIC15-R-NR
IHK-CIC15-R-R
IHK-CIC25-R-NR
IHK-CIC25-R-R
CICM48

IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
IHK-AC-W-NR
IHK-AC-W-R
-
IHK-AP-W-NR
IHK-AP-W-R
-
IHK-AA2-W-NR
IHK-AA4-W-NR
IHK-AI15-2-W-NR
-
IHK-VG2-W
IHK-VG3-W
IHK-VG4-W
IHK-VGA2-W
IHK-VGA4-W
-
-
IHK-BCC-W-NR
IHK-BCC-W-R
IHK-CIC03-W-NR
IHK-CIC03-W-R
-
-
IHK-CIC15-W-NR
IHK-CIC15-W-R
IHK-CIC25-W-NR
IHK-CIC25-W-R
-



SCAN ABUTMENT sistema IPD*

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ANELLO DI TENUTA IPD

TITANIO

x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)



ABUTMENT x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator® TITANIO

H 1 mm

H 3 mm

H 5 mm



KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE

- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE

- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA



ABUTMENT OT-EQUATOR

originale Rhein83

TITANIO

ALTEZZE DA 1 a 6 mm



KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI

originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT

- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE

- N. 1 DISCO

- N. 4 CAPPETTE



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*

TITANIO

H 1 mm

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* INCLINATO 17° TITANIO

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

IMPIANTI ø 3,25 Piattaforma ø 3,40	IMPIANTI ø 4,00 Piattaforma ø 4,10	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
SAD-NR	SAD-NR	SAD-NR
SAD-R	SAD-R	SAD-R
-	SADM48	-
ATD	ATD	ATD
-	IHK-AL-1-R	-
-	IHK-AL-3-R	-
-	IHK-AL-5-R	-
-	CL02	-
030	030	030
130	130	130
-	IHK-MUA-1-R	-
-	IHK-MUA-2-R	-
-	IHK-MUA-3-R	-
-	IHK-MUA-4-R	-
-	IHK-MUA-5-R	-
-	IHK-MUA17-2-R	-
-	IHK-MUA17-3-R	-
-	IHK-MUA17-4-R	-



**ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*
INCLINATO 30°** TITANIO

H 4 mm

H 5 mm



VITE DEFINITIVA

TITANIO

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



**VITE TPA
PER PROTESI CON FORI
ANGOLATI FINO A 30°** TITANIO

TPA PRIMARIA

TPA x MUA



ANALOGO DA LABORATORIO

ACCIAIO

STANDARD

per sistema PSD compatibile Locator[®]

per MUA



TRANSFER DA IMPRONTA

ACCIAIO

CON VITE LUNGA PER CUCCHIAIO APERTO

per MUA - CUCCHIAIO CHIUSO

IMPIANTI ø 3,25 Piattaforma ø 3,40	IMPIANTI ø 4,00 Piattaforma ø 4,10	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
-	IHK-MUA30-4-R	-
-	IHK-MUA30-5-R	-
IHK-VD-NR	IHK-VD-NR	IHK-VD-NR
-	IHK-VD-R	IHK-VD-R
-	VDM48	-
BB-TR-51	BB-TR-51	BB-TR-51
-	AB-TR-50	-
IHK-AN-N	IHK-AN-R	IHK-AN-W
-	ANL	-
-	ANM48	-
IHK-TA-N	IHK-TA-R	IHK-TA-W
-	TCM48	-



ABUTMENT CALCINABILE*

PLEXIGLASS / POM

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT PROVVISORIO*

TITANIO

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT ANATOMICO*

TITANIO

NON ROTANTE CON SPALLA SAGOMATA

NON ROTANTE H 1 mm

NON ROTANTE H 2 mm

NON ROTANTE H 3 mm

NON ROTANTE H 4 mm



ABUTMENT INCLINATO 15°*

TITANIO

NON ROTANTE H 1 mm

NON ROTANTE H 2 mm



ABUTMENT INCLINATO 25°*

TITANIO

NON ROTANTE H 1 mm

NON ROTANTE H 2 mm



VITE DI GUARIGIONE

TITANIO

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA

TITANIO

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm

TITANIO - *per MUA*

PLASTICA - *per MUA*



BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo*

CrCo + POM

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA

IMPIANTI ø 3,25 Piattaforma ø 3,40	IMPIANTI ø 3,75 / 4,00 Piattaforma ø 4,10	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
EHU-AC-N-NR	EHU-AC-R-NR	EHU-AC-W-NR
EHU-AC-N-R	EHU-AC-R-R	EHU-AC-W-R
-	ACM48	-
EHU-AP-N-NR	EHU-AP-R-NR	-
EHU-AP-N-R	EHU-AP-R-R	-
-	APM48	-
EHU-AA-N-NR	-	-
-	EHU-AA1-R-NR	EHU-AA1-W-NR
-	EHU-AA2-R-NR	EHU-AA2-W-NR
-	EHU-AA3-R-NR	EHU-AA3-W-NR
-	EHU-AA4-R-NR	EHU-AA4-W-NR
-	EHU-AI15-1-R-NR	-
-	EHU-AI15-2-R-NR	EHU-AI15-2-W-NR
-	EHU-AI25-1-R-NR	-
-	EHU-AI25-2-R-NR	-
EHU-VG3-N	EHU-VG3-R	EHU-VG3-W
EHU-VG4-N	EHU-VG4-R	EHU-VG4-W
EHU-VG5-N	EHU-VG5-R	EHU-VG5-W
-	EHU-VGA2-R	-
-	EHU-VGA3-R	EHU-VGA3-W
-	EHU-VGA4-R	EHU-VGA4-W
-	EHU-VGA5-R	-
-	VGAM48	-
-	VGAPM48	-
EHU-BCC-N-NR	EHU-BCC-R-NR	-
EHU-BCC-N-R	EHU-BCC-R-R	-
-	BCCM48	-



CONVERTITORE IPD DA INCOLLAGGIO e CAD-CAM *

TITANIO

H 0,2 mm NON ROTANTE

H 0,2 mm ROTANTE

H 1,0 mm NON ROTANTE

H 1,0 mm ROTANTE

H 1,5 mm NON ROTANTE

H 1,5 mm ROTANTE

H 2,5 mm NON ROTANTE

H 2,5 mm ROTANTE

per MUA



SCAN ABUTMENT sistema IPD*

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ANELLO DI TENUTA IPD

TITANIO

x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)



ABUTMENT x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator® TITANIO

H 1 mm

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE

- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE

- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA



ABUTMENT OT-EQUATOR

originale Rhein83

TITANIO

ALTEZZE DA 2 a 6 mm



KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI

originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT

- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE

- N. 1 DISCO

- N. 4 CAPPETTE

IMPIANTI ø 3,25 Piattaforma ø 3,40	IMPIANTI ø 3,75 / 4,00 Piattaforma ø 4,10	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
-	EHU-CIC02-R-NR	EHU-CIC02-W-NR
-	EHU-CIC02-R-R	EHU-CIC02-W-R
EHU-CIC10-N-NR	-	-
EHU-CIC10-N-R	-	-
-	EHU-CIC15-R-NR	EHU-CIC15-W-NR
-	EHU-CIC15-R-R	EHU-CIC15-W-R
EHU-CIC25-N-NR	EHU-CIC25-R-NR	EHU-CIC25-W-NR
EHU-CIC25-N-R	EHU-CIC25-R-R	EHU-CIC25-W-R
-	CICM48	-

SAD-NR	SAD-NR	SAD-NR
SAD-R	SAD-R	SAD-R
-	SADM48	-

ATD	ATD	ATD
-	EHU-AL-1-R	-
-	EHU-AL-2-R	-
-	EHU-AL-3-R	-
-	EHU-AL-4-R	-
-	EHU-AL-5-R	-
-	CL02	-
030	030	030
130	130	130



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*

TITANIO

H 1 mm

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*

INCLINATO 17° TITANIO

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*

INCLINATO 30° TITANIO

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



VITE DEFINITIVA

TITANIO

PRIMARIA

per MUA



VITE TPA

PER PROTESI CON FORI
ANGOLATI FINO A 30°

TITANIO

TPA PRIMARIA

TPA x MUA



ANALOGO DA LABORATORIO

ACCIAIO

STANDARD

per sistema PSD compatibile Locator®

per MUA



TRANSFER DA IMPRONTA

ACCIAIO completo di vite

x IMPRONTA PICK-UP – CUCCHIAIO APERTO

x CUCCHIAIO CHIUSO


per MUA - CUCCHIAIO CHIUSO

IMPIANTI ø 3,25 Piattaforma ø 3,40	IMPIANTI ø 3,75 / 4,00 Piattaforma ø 4,10	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
-	EHU-MUA-1-R	-
-	EHU-MUA-2-R	-
-	EHU-MUA-3-R	-
-	EHU-MUA-4-R	-
-	EHU-MUA-5-R	-
-	-	-
-	EHU-MUA17-2-R	-
-	EHU-MUA17-3-R	-
-	EHU-MUA17-4-R	-
-	-	-
-	EHU-MUA30-3-R	-
-	EHU-MUA30-4-R	-
-	EHU-MUA30-5-R	-
-	-	-
EHU-VD	EHU-VD	EHU-VD
-	VDM48	-
-	-	-
AA-TR-52	AA-TR-52	AA-TR-52
-	AB-TR-50	-
-	-	-
EHU-AN-N	EHU-AN-R	EHU-AN-W
-	ANL	ANL
-	ANM48	-
-	-	-
EHU-TA-N	EHU-TA-R	EHU-TA-W
-	EHU-TC-R	-
-	TCM48	-
-	-	-

		IMPIANTI UNIVERSAL ø 3,3 - 3,5-3,75 - 4,0 - 4,25	IMPIANTI UNIVERSAL PLUS ø 4,5 - 5,0 - 5,5	IMPIANTI INTERNA WIDE ø 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,25
		Piattaforma ø 4,1		Piattaforma ø 5,50
	ABUTMENT CALCINABILE* POM			
	NON ROTANTE	IQ-AC-R-NR		ID-AC-W-NR
	ROTANTE	IQ-AC-R-R		ID-AC-W-R
	ABUTMENT PROVVISORIO* TITANIO			
	NON ROTANTE	IQ-AP-R-NR		-
	ROTANTE	IQ-AP-R-R		-
	ABUTMENT ANATOMICO* TITANIO			
	NON ROTANTE	IQ-AA-R-NR		-
	ROTANTE	-		-
	VITE DI GUARIG.ANATOMICA* TITANIO			
	H 2 mm	ID-VGA2-R		-
	H 3 mm	-		IQ-VGA3-W
	H 4 mm	ID-VGA4-R		-
	H 5 mm	-		IQ-VGA5-W
	H 6 mm	ID-VGA6-R		-
	BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo* CrCo+POM			
	NON ROTANTE	IQ-BCC-R-NR		IQ-BCC-W-NR
	ROTANTE	IQ-BCC-R-R		IQ-BCC-W-R
	CONVERTITORE IPD DA INCOLLAGGIO e CAD-CAM* TITANIO			
	H 0,3 mm NON ROTANTE	IQ-CIC03-NR		IQ-CIC03-NR
	H 0,3 mm ROTANTE	IQ-CIC03-R		IQ-CIC03-R
	H 1,5 mm NON ROTANTE	IQ-CIC15-NR		IQ-CIC15-NR
	H 1,5 mm ROTANTE	IQ-CIC15-R		IQ-CIC15-R
	H 2,5 mm NON ROTANTE	IQ-CIC25-NR		IQ-CIC25-NR
	H 2,5 mm ROTANTE	IQ-CIC25-R		IQ-CIC25-R
	SCAN ABUTMENT sistema IPD*			
	NON ROTANTE	SAD-NR		SAD-NR
	ROTANTE	SAD-R		SAD-R
	ANELLO DI TENUTA IPD TITANIO			
	x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)	ATD		ATD

		IMPIANTI UNIVERSAL ø 3,3 - 3,5-3,75 - 4,0 - 4,25	IMPIANTI UNIVERSAL PLUS ø 4,5 - 5,0 - 5,5	IMPIANTI INTERNA WIDE ø 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,25
		Piattaforma ø 4,1		Piattaforma ø 5,50
	ABUTMENT x OVERDENTURE PSD			
	compatibile con sistema Locator® TITANIO			
	H 1 mm		IQ-AL-1-R	-
	H 3 mm		IQ-AL-3-R	-
	KIT DI LAVORO PSD			
	compatibile con sistema Locator®			
	- N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE			
	- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE			
	VITE DEFINITIVA			
	TITANIO			
	 PRIMARIA		IQ-VD120	IQ-VD120
	 PRIMARIA		IQ-VD125	-
	VITE TPA			
	PER PROTESI CON FORI			
	ANGOLATI FINO A 30°			
	TITANIO			
	ANALOGO DA LABORATORIO			
	ACCIAIO			
	STANDARD		IQ-AN-R	IQ-AN-W
	per sistema PSD compatibile Locator®		ANL	-
	TRANSFER DA IMPRONTA			
	ACCIAIO			
	PER IMPRONTA PICK-UP		IQ-TA-R	-

	IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,30	IMPIANTI ø 3,80 Piattaforma ø 3,80	IMPIANTI ø 4,30 Piattaforma ø 4,30	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00
 ABUTMENT CALCINABILE* PLEXIGLASS				
NON ROTANTE	-	ITT-AC-N-NR	ITT-AC-R-NR	-
ROTANTE	-	ITT-AC-N-R	ITT-AC-R-R	-
 ABUTMENT PROVVISORIO* TITANIO				
NON ROTANTE	-	ITT-AP-N-NR	ITT-AP-R-NR	ITT-AP-W-NR
ROTANTE	-	ITT-AP-N-R	ITT-AP-R-R	ITT-AP-W-R
 ABUTMENT FRESABILE* TITANIO				
NON ROTANTE	-	ITT-AF-N-NR	ITT-AF-R-NR	-
 CONVERTITTORE IPD DA INCOLLAGGIO e CAD-CAM* TITANIO				
H 0,3 mm NON ROTANTE	-	-	ITT-CIC03-R-NR	-
H 0,3 mm ROTANTE	-	-	ITT-CIC03-R-R	-
H 0,7 mm NON ROTANTE	-	ITT-CIC07-N-NR	-	-
H 0,7 mm ROTANTE	-	ITT-CIC07-N-R	-	-
H 1,0 mm NON ROTANTE	ITT-CIC10-T-NR	-	-	-
H 1,0 mm ROTANTE	ITT-CIC10-T-R	-	-	-
 SCAN ABUTMENT				
NON ROTANTE	SAD-NR	SAD-NR	SAD-NR	-
ROTANTE	SAD-R	SAD-R	SAD-R	-
 ANELLO DI TENUTA IPD TITANIO x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)	ATD	ATD	ATD	-
 VITE DEFINITIVA TITANIO PRIMARIA	ITT-VD	ITT-VD	ITT-VD	ITT-VD-W
 ANALOGO DA LABORATORIO ACCIAIO STANDARD	ITT-AN-T	ITT-AN-N	ITT-AN-R	ITT-AN-W

		IMPIANTI ø 3,40 Piattaforma ø 3,40	IMPIANTI ø 3,80 Piattaforma ø 3,80	IMPIANTI ø 4,50 Piattaforma ø 4,50
	ABUTMENT CALCINABILE*			
	PLEXIGLASS / POM			
	NON ROTANTE	IHF-AC-N-NR	IHF-AC-R-NR	IHF-AC-W-NR
	ROTANTE	IHF-AC-N-R	IHF-AC-R-R	IHF-AC-W-R
	ABUTMENT FRESABILE*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	IHF-AF-N-NR	IHF-AF-R-NR	IHF-AF-W-NR
	ABUTMENT INCLINATO 15° *			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	IHF-AI15-N-NR	IHF-AI15-R-NR	IHF-AI15-W-NR
	VITE DI GUARIGIONE ANAT.			
	TITANIO			
	H 3 mm	IHF-VGA3-N	IHF-VGA3-R	IHF-VGA3-W
	H 5 mm	IHF-VGA5-N	IHF-VGA5-R	IHF-VGA5-W
	BASE DA SOVRAFFUSIONE			
	CrCo* CrCo+POM			
	NON ROTANTE	-	IHF-BCC-R-NR	-
	ROTANTE	-	IHF-BCC-R-R	-
	CONVERTITTORE IPD DA			
	INCOLLAGGIO e CAD-CAM* TITANIO			
	H 0,3 mm NON ROTANTE	-	-	IHF-CIC03-W-NR
	H 0,3 mm ROTANTE	-	-	IHF-CIC03-W-R
	H 0,5 mm NON ROTANTE	-	IHF-CIC05-R-NR	-
	H 0,5 mm ROTANTE	-	IHF-CIC05-R-R	-
	H 1,0 mm NON ROTANTE	IHF-CIC10-N-NR	-	-
	H 1,0 mm ROTANTE	IHF-CIC10-N-R	-	-
	SCAN ABUTMENT			
	NON ROTANTE	SAD-NR	SAD-NR	SAD-NR
	ROTANTE	SAD-R	SAD-R	SAD-R
	ANELLO DI TENUTA IPD			
	x sistema IPD (incluso con scan abut.ment)	ATD	ATD	ATD
	VITE DEFINITIVA TITANIO			
	PRIMARIA	IHF-VD	IHF-VD	IHF-VD
	ANALOGO DA LABORATORIO			
	ACCIAIO			
	STANDARD	IHF-AN-N	IHF-AN-R	IHF-AN-W
	TRANSFER DA IMPRONTA			
	ACCIAIO			
	CON VITE LUNGA PER CUCCHIAIO APERTO	IHF-TA-N	IHF-TA-R	IHF-TA-W

MATRIX™
C - R - T - SL

™ marchi registrati da Bioservice S.R.L., Italia



Via Ulivi, 19 - 43123 Parma (Italy) Tel. +39 0521 272181 Cell. +39 328 8690975

    	ABUTMENT CALCINABILE* PLEXIGLASS NON ROTANTE	IMPIANTI C - R ø 3,3 Piattaforma ø 3,30 IHD-AC-T-NR	IMPIANTI C- R T ø 3,8 ø 3,3 Piattaforma ø 3,80 IHD-AC-N-NR	IMPIANTI C- R T SL ø 4,5 ø 3,8 ø 3,3 Piattaforma ø 4,50 IHD-AC-R-NR	IMPIANTI R T SL ø 5,2 ø 4,5 ø 3,8 Piattaforma ø 5,20 -	IMPIANTI C T ø 5,9 ø 5,2 Piattaforma ø 5,90 -
	ABUTMENT ANATOMICO* TITANIO NON ROTANTE	IHD-AA-T-NR	IHD-AA-N-NR	IHD-AA-R-NR	-	-
	ABUTMENT INCLINATO* TITANIO 15° NON ROTANTE	IHD-AI15-T-NR	IHD-AI15-N-NR	IHD-AI15-R-NR	-	-
	CONVERTITORE DA INCOLLAGGIO* TITANIO NON ROTANTE	IHD-CI-T-NR	IHD-CI-N-NR	IHD-CI-R-NR	-	-
	VITE DEFINITIVA TITANIO M 2	IHD-VD	IHD-VD	IHD-VD	-	-

* VITE DEFINITIVA COMPRESA - I MARCHI INDICATI NON SONO DI PROPRIETÀ DI ANCORDENT NÉ DI AZIENDE COLLEGATE MA DELLE AZIENDE SOPRA INDICATE. TRATTASI DI PRODOTTI COMPATIBILI CON I MARCHI SOPRA INDICATI. NON SONO PRODOTTI ORIGINALI.

		IMPIANTI Ye - Re - F ø 3,80 Piattaforma ø 3,30	IMPIANTI Ye - Re - F ø 4,50 Piattaforma ø 3,80	IMPIANTI Ye - Re ø 5,20 Piattaforma ø 4,50
	ABUTMENT CALCINABILE* PLEXIGLASS NON ROTANTE	IHD-AC-T-NR	IHD-AC-N-NR	IHD-AC-R-NR
	ABUTMENT ANATOMICO* TITANIO NON ROTANTE	IHD-AA-T-NR	IHD-AA-N-NR	IHD-AA-R-NR
	ABUTMENT INCLINATO* TITANIO 15° NON ROTANTE	IHD-AI15-T-NR	IHD-AI15-N-NR	IHD-AI15-R-NR
	CONVERTITORE DA INCOLLAGGIO* TITANIO NON ROTANTE	IHD-CI-T-NR	IHD-CI-N-NR	IHD-CI-R-NR
	VITE DEFINITIVA TITANIO PRIMARIA	IHD-VD	IHD-VD	IHD-VD

		IMPIANTI ø 3,25	IMPIANTI ø 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50
		Piattaforma ø 3,50	Piattaforma ø 4,00
	ABUTMENT CALCINABILE* PLEXIGLASS NON ROTANTE	-	I6G-AC-R-NR
	ABUTMENT PROVVISORIO* TITANIO NON ROTANTE	-	I6G-AP-R-NR
	ABUTMENT FRESABILE INCLINATO 15°* TITANIO NON ROTANTE	-	I6G-AF-R-NR
	ABUTMENT OT-EQUATOR originale Rhein83 TITANIO ALTEZZE DA 1 a 6 mm	-	030
	KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI originale Rhein83 - N. 1 MONCONE - N. 1 CONTENITORE CAPPETTE - N. 1 DISCO - N. 4 CAPPETTE	-	130
	VITE DEFINITIVA TITANIO PRIMARIA	-	I6G-VD-R
	ANALOGO DA LABORATORIO ACCIAIO STANDARD	-	I6G-AN-R

**SCAN ABUTMENT**

NON ROTANTE

ROTANTE

**ANELLO DI TENUTA IPD**

x sistema IPD (incluso con scan abutment)

ABUTMENT x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator® TITANIO

H 1 mm

H 3 mm

H 5 mm

KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE
- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE
- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA

**ABUTMENT OT-EQUATOR**originale Rhein83
TITANIO

ALTEZZE DA 1 a 6 mm

KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI

originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT
- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE
- N. 1 DISCO
- N. 4 CAPPETTE

**ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*
DRITTO**

TITANIO

H 1,5 mm

H 2,5 mm

H 3,5 mm

H 4,5 mm

H 5,5 mm


**ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*
INCLINATO 17°**

TITANIO

H 2,5 mm

H 3,5 mm

IMPIANTI ø 3,00 Piattaforma ø 3,00	IMPIANTI ø 3,50 Piattaforma ø 3,50 NP	IMPIANTI ø 4,30-5,00 Piattaforma ø 3,90 RP
-	SAD-NR	SAD-NR
-	SAD-R	SAD-R
-	ATD	ATD
-	-	IHA-AL-1-R
-	-	IHA-AL-3-R
-	-	IHA-AL-5-R
-	-	CL02
-	030	030
-	130	130
-	IHA-MUA-15-N	IHA-MUA-15-R
-	IHA-MUA-25-N	IHA-MUA-25-R
-	IHA-MUA-35-N	IHA-MUA-35-R
-	IHA-MUA-45-N	IHA-MUA-45-R
-	IHA-MUA-55-N	IHA-MUA-55-R
-	IHA-MUA17-25-N	IHA-MUA17-25-R
-	IHA-MUA17-35-N	IHA-MUA17-35-R

		IMPIANTI ø 3,00 Piattaforma ø 3,00	IMPIANTI ø 3,50 Piattaforma ø 3,50 NP	IMPIANTI ø 4,30-5,00 Piattaforma ø 3,90 RP
	ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* INCLINATO 30°			
	TITANIO			
	H 3,5 mm	-	IHA-MUA30-35-N	IHA-MUA30-35-R
	VITE DEFINITIVA			
	TITANIO			
	PRIMARIA	-	IHA-VD-N	IHA-VD-R
	VITE TPA PER PROTESI CON FORI ANGOLATI FINO A 30°			
	TITANIO			
	TPA PRIMARIA	-	AA-TN-50	AD-TR-50
	ANALOGO DA LABORATORIO			
	ACCIAIO			
	STANDARD	-	IHA-AN-N	IHA-AN-R
	TRANSFER DA IMPRONTA			
	TITANIO			
	PER IMPRONTA PICK-UP	-	IHA-TA-N	IHA-TA-R
per MUA		-	TCM48	-
per MUA - CUCCHIAIO CHIUSO		-		

		IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,50 NP	IMPIANTI ø 3,75 / 4,00 Piattaforma ø 4,10 RP	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,10 WP
	ABUTMENT CALCINABILE*			
	PLEXIGLASS			
	NON ROTANTE	EHN-AC-N-NR	EHN-AC-R-NR	EHN-AC-W-NR
	ROTANTE	EHN-AC-N-R	EHN-AC-R-R	-
<i>per MUA</i>		ACM48	ACM48	ACM48
	ABUTMENT PROVVISORIO*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	EHN-AP-N-NR	EHN-AP-R-NR	EHN-AP-W-NR
	ROTANTE	EHN-AP-N-R	EHN-AP-R-R	-
<i>per MUA</i>		APM48	APM48	APM48
	ABUTMENT ANATOMICO*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE H 1 mm	EHN-AA1-N-NR	EHN-AA1-R-NR	-
	NON ROTANTE H 2 mm	-	EHN-AA2-R-NR	EHN-AA2-W-NR
	NON ROTANTE H 3 mm	EHN-AA3-N-NR	EHN-AA3-R-NR	-
	NON ROTANTE H 4 mm	-	EHN-AA4-R-NR	EHN-AA4-W-NR
	ABUTMENT INCLINATO 15°*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE H 1 mm	-	EHN-AI15-1-R-NR	-
	NON ROTANTE H 2 mm	-	EHN-AI15-2-R-NR	EHN-AI15-2-W-NR
	ABUTMENT INCLINATO 25°*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE H 1 mm	-	EHN-AI25-1-R-NR	-
	NON ROTANTE H 2 mm	-	EHN-AI25-2-R-NR	-
	VITE DI GUARIGIONE			
	TITANIO			
	H 3 mm	EHN-VG3-N	EHU-VG3-R	EHN-VG3-W
	H 4 mm	EHN-VG4-N	EHU-VG4-R	EHN-VG4-W
	H 5 mm	EHN-VG5-N	EHU-VG5-R	EHN-VG5-W
	VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA			
	TITANIO			
	H 3 mm	-	EHU-VGA3-R	-
	H 4 mm	-	EHU-VGA4-R	-
	H 5 mm	-	EHU-VGA5-R	-
	TITANIO - <i>per MUA</i>	-	VGAM48	-
	PLASTICA - <i>per MUA</i>	-	VGAPM48	-

	IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,50 NP	IMPIANTI ø 3,75 / 4,00 Piattaforma ø 4,10 RP	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,10 WP
 BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo* - CrCo+POM NON ROTANTE ROTANTE per MUA	EHN-BCC-N-NR EHN-BCC-N-R BCCM48	EHU-BCC-R-NR EHU-BCC-R-R BCCM48	EHN-BCC-W-NR EHN-BCC-W-R BCCM48
 CONVERTITORE DA INCOLLAGGIO CAD-CAM* TITANIO H 0,2 mm NON ROTANTE H 0,2 mm ROTANTE H 1,0 mm NON ROTANTE H 1,0 mm ROTANTE H 1,5 mm NON ROTANTE H 1,5 mm ROTANTE H 2,5 mm NON ROTANTE H 2,5 mm ROTANTE per MUA	- - EHN-CIC10-N-NR EHN-CIC10-N-R - - EHN-CIC25-N-NR EHN-CIC25-N-R CICM48	EHU-CIC02-R-NR EHU-CIC02-R-R - - EHU-CIC15-R-NR EHU-CIC15-R-R EHU-CIC25-R-NR EHU-CIC25-R-R CICM48	- - - - - - - - CICM48
 SCAN ABUTMENT NON ROTANTE ROTANTE per MUA	SAD-NR SAD-R SADM48	SAD-NR SAD-R SADM48	SAD-NR SAD-R SADM48
 ANELLO DI TENUTA IPD x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)	ATD	ATD	ATD
 ABUTMENT x OVERDENTURE PSD compatibile con sistema Locator® TITANIO H 1 mm H 2 mm H 3 mm H 4 mm H 5 mm	- - - - -	EHU-AL-1-R EHU-AL-2-R EHU-AL-3-R EHU-AL-4-R EHU-AL-5-R	- - - - -
 KIT DI LAVORO PSD compatibile con sistema Locator® - N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE - N. 3 CAPPETTE RITENTIVE - N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA	-	CL02	-
 ABUTMENT OT-EQUATOR originale Rhein83 TITANIO ALTEZZE DA 2 a 6 mm	030	030	030
 KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI originale Rhein83 - N. 1 ABUTMENT - N. 1 CONTENITORE CAPPETTE - N. 1 DISCO - N. 4 CAPPETTE	130	130	130

		IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,50 NP	IMPIANTI ø 3,75 / 4,00 Piattaforma ø 4,10 RP	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,10 WP
ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* DRITTO TITANIO				
	H 1 mm	EHN-MUA-1-N	EHU-MUA-1-R	EHN-MUA-1-W
	H 2 mm	EHN-MUA-2-N	EHU-MUA-2-R	EHN-MUA-2-W
	H 3 mm	EHN-MUA-3-N	EHU-MUA-3-R	EHN-MUA-3-W
	H 4 mm	-	EHU-MUA-4-R	-
	H 5 mm	-	EHU-MUA-5-R	-
ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* INCLINATO 17° TITANIO				
	H 2 mm	-	EHU-MUA17-2-R	-
	H 3 mm	-	EHU-MUA17-3-R	-
	H 4 mm	-	EHU-MUA17-4-R	-
ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* INCLINATO 30° TITANIO				
	H 3 mm	-	EHU-MUA30-3-R	-
	H 4 mm	-	EHU-MUA30-4-R	-
	H 5 mm	-	EHU-MUA30-5-R	-
VITE DEFINITIVA TITANIO				
	PRIMARIA	EHN-VD-N	EHN-VD-R	EHN-VD-W
	1.20		EHN-VDH120-R	
	1.25		EHN-VDH125-R	
	1.30		EHN-VDS130-R	
	per MUA	-	VDM48	VDM48
VITE TPA x FORI INCLINATI TITANIO				
	TPA per protesi angolate fino a 30°	AA-TN-50	AA-TR-50 AA-TR-52	AA-TW-50
	TPA x MUA	-	AB-TR-50	-
ANALOGO DA LABORATORIO ACCIAIO STANDARD				
	per sistema PSD compatibile Locator®	EHN-AN-N	EHU-AN-R	EHN-AN-W
	per MUA	-	ANL	-
		-	ANM48	ANM48
TRANSFER DA IMPRONTA ACCIAIO				
	x IMPRONTA PICK-UP – CUCCHIAIO APERTO	EHN-TA-N	EHU-TA-R	EHN-TA-W
	x CUCCHIAIO CHIUSO	-	EHU-TC-R	-
	per MUA - CUCCHIAIO CHIUSO	-	TCM48	TCM48



ABUTMENT CALCINABILE*

PLEXIGLASS

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT PROVVISORIO*

TITANIO

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT ANATOMICO*

TITANIO

NON ROTANTE H 1 mm

NON ROTANTE H 3 mm



ABUTMENT INCLINATO* 15°

TITANIO

NON ROTANTE H 1 mm

NON ROTANTE H 3 mm



VITE DI GUARIGIONE

TITANIO

H 3 mm

H 5 mm

H 7 mm



VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA TITANIO

H 3 mm

H 5 mm

H 7 mm

per MUA TITANIO

per MUA PLASTICA



BASE DA SOVRAFFUSIONE

CrCo* CrCo + POM

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



IMPIANTI ø 3,50 Piattaforma ø 3,50 NP
I3L-AC-N-NR
I3L-AC-N-R
ACM48
I3L-AP-N-NR
I3L-AP-N-R
APM48
I3L-AA1-N-NR
I3L-AA3-N-NR
I3L-AI15-1-N-NR
I3L-AI15-3-N-NR
I3L-VG3-N
I3L-VG5-N
I3L-VG7-N
I3L-VGA3-N
I3L-VGA5-N
-
VGAM48
VGAPM48
I3L-BCC-N-NR
I3L-BCC-N-R
BCCM48

IMPIANTI ø 4,00 / 4,30 Piattaforma ø 4,30 RP
I3L-AC-R-NR
I3L-AC-R-R
ACM48
I3L-AP-R-NR
I3L-AP-R-R
APM48
I3L-AA1-R-NR
I3L-AA3-R-NR
I3L-AI15-1-R-NR
I3L-AI15-3-R-NR
I3L-VG3-R
I3L-VG5-R
-
I3L-VGA3-R
I3L-VGA5-R
I3L-VGA7-R
VGAM48
VGAPM48
I3L-BCC-R-NR
I3L-BCC-R-R
BCCM48

IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00 WP
I3L-AC-W-NR
I3L-AC-W-R
ACM48
I3L-AP-W-NR
I3L-AP-W-R
APM48
I3L-AA1-W-NR
I3L-AA3-W-NR
I3L-AI15-1-W-NR
I3L-AI15-3-W-NR
I3L-VG3-W
I3L-VG5-W
-
I3L-VGA3-W
I3L-VGA5-W
I3L-VGA7-W
VGAM48
VGAPM48
I3L-BCC-W-NR
I3L-BCC-W-R
BCCM48



CONVERTITORE DA
INCOLLAGGIO CAD-CAM*

TITANIO

H 0,2 mm NON ROTANTE

H 0,2 mm ROTANTE

H 1,0 mm NON ROTANTE

H 1,0 mm ROTANTE

H 1,5 mm NON ROTANTE

H 1,5 mm ROTANTE

H 2,5 mm NON ROTANTE

H 2,5 mm ROTANTE

per MUA

SCAN ABUTMENT

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA

ANELLO DI TENUTA IPD

x sistema IPD (incluso con lo scan abutm.)

AB.x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator®
TITANIO

H 1 mm

H 3 mm

H 5 mm

KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGG. INOX CAPPETTE
- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE
- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA

ABUTM. OT-EQUATOR

originale Rhein83 TITANIO

ALTEZZE DA 1 a 6 mm

KIT OT-EQUATOR x
IMPIANTI originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT
- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE
- N. 1 DISCO
- N. 4 CAPPETTE

IMPIANTI ø 3,50 Piattaforma ø 3,50 NP	IMPIANTI ø 4,00 / 4,30 Piattaforma ø 4,30 RP	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00 WP
-	I3L-CIC02-R-NR	I3L-CIC02-W-NR
-	I3L-CIC02-R-R	I3L-CIC02-W-R
I3L-CIC10-N-NR	-	-
I3L-CIC10-N-R	-	-
-	I3L-CIC15-R-NR	I3L-CIC15-W-NR
-	I3L-CIC15-R-R	I3L-CIC15-W-R
I3L-CIC25-N-NR	I3L-CIC25-R-NR	I3L-CIC25-W-NR
I3L-CIC25-N-R	I3L-CIC25-R-R	I3L-CIC25-W-R
-	CICM48	-
SAD-NR	SAD-NR	SAD-NR
SAD-R	SAD-R	SAD-R
-	SADM48	-
ATD	ATD	ATD
-	I3L-AL-1-R	-
-	I3L-AL-3-R	-
-	I3L-AL-5-R	-
-	CL02	-
030	030	030
130	130	130

		IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma NC	IMPIANTI ø 4,10 Piattaforma RC	IMPIANTI ø 4,80 Piattaforma RC
	ABUTMENT CALCINABILE*			
	PLEXIGLASS / POM			
	NON ROTANTE	CCF-AC-N-NR		CCF-AC-R-NR
	ROTANTE	CCF-AC-N-R		CCF-AC-R-R
<i>per MULTI-BASE</i>		-		CCF-ACMB-R
<i>per MUA</i>		-		ACM48
	ABUTMENT PROVVISORIO*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	CCF-AP-N-NR		CCF-AP-R-NR
	ROTANTE	CCF-AP-N-R		CCF-AP-R-R
<i>per MUA</i>		-		APM48
	ABUTMENT FRESABILE*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	CCF-AF-N-NR		CCF-AF-R-NR
	ABUTMENT ANATOMICO*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	CCF-AA-N-NR		CCF-AA-R-NR
	ABUTMENT INCLINATO*			
	TITANIO			
	17°	CCF-AI17-N-NR		CCF-AI17-R-NR
	VITE DI GUAR. ANATOMICA*			
	TITANIO			
	H 2 mm	CCF-VGA2-N		CCF-VGA2-R
	H 4 mm	CCF-VGA4-N		CCF-VGA4-R
	H 6 mm	CCF-VGA6-N		CCF-VGA6-R
	BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo*			
	NON ROTANTE	CCF-BCC-N-NR		CCF-BCC-R-NR
	ROTANTE	CCF-BCC-N-R		CCF-BCC-R-R
	<i>per MUA</i>	-		BCCM48
	CONVERTITORE IPD DA INCOLLAGGIO CAD-CAM*			
	TITANIO			
	H 1 mm NON ROTANTE	CCF-CIC10-N-NR		CCF-CIC10-R-NR
	H 1 mm ROTANTE	CCF-CIC10-N-R		CCF-CIC10-R-R
	H 2,5 mm NON ROTANTE	CCF-CIC25-N-NR		CCF-CIC25-R-NR
	H 2,5 mm ROTANTE	CCF-CIC25-N-R		CCF-CIC25-R-R
<i>per MUA</i>		-		CICM48
	SCAN ABUTMENT IPD			
	NON ROTANTE	SAD-NR		SAD-NR
	ROTANTE	SAD-R		SAD-R
	<i>per MUA</i>	-		SADM48

		IMPIANTI ø 3,30	IMPIANTI ø 4,10	IMPIANTI ø 4,80		
		Piattaforma NC	Piattaforma RC			
	ANELLO DI TENUTA IPD	ATD	ATD			
	x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)					
	ABUTMENT x OVERDENTURE PSD					
	compatibile con sistema Locator® TITANIO					
	H 1 mm		CCF-AL-1-R			
	H 3 mm		CCF-AL-3-R			
	H 5 mm		CCF-AL-5-R			
	KIT DI LAVORO PSD					
	compatibile con sistema Locator®					
	- N. 1 ALLOGG. INOX CAPPETTE		CL02			
	- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE					
- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA						
	ABUTM. OT-EQUATOR originale	030	030			
	Rhein83 TITANIO					
ALTEZZE DA 1 a 6 mm						
	KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI	130	130			
	originale Rhein83					
	- N. 1 MONCONE					
	- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE					
- N. 1 DISCO						
	- N. 4 CAPPETTE					
	ABUTMENT MULTI-BASE*					
	TITANIO					
	H 1 mm		CCF-MB10-R			
	H 2,5 mm		CCF-MB25-R			
	ABUTMENT MULTI-UNIT DRITTO*					
	TITANIO					
	H 1,5 mm		CCF-MUA-15-R			
	H 2,5 mm		CCF-MUA-25-R			
	H 3,5 mm		CCF-MUA-35-R			
	H 4,5 mm		CCF-MUA-45-R			
	ABUTMENT MULTI-UNIT INCLINATO 17°*					
	TITANIO					
	H 2,5 mm		CCF-MUA17-25-R			
	H 3,5 mm		CCF-MUA17-35-R			

		IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma NC	IMPIANTI ø 4,10 Piattaforma RC	IMPIANTI ø 4,80 Piattaforma RC
	ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)* INCLINATO 30°*			
	TITANIO			
	H 3,5 mm	-		CCF-MUA30-35-R
	H 4,5 mm	-		CCF-MUA30-45-R
	VITE DEFINITIVA			
	TITANIO			
	PRIMARIA	CCF-VD		CCF-VD
	per MULTI-BASE	-		CCF-VDMB-R
	per MUA	-		VDM48
	VITE TPA PER PROTESI CON FORI ANGOLATI FINO A 30°			
	TITANIO			
	PRIMARIA	DB-TR-50		DB-TR-50
	x MUA	-		AB-TR-50
	ANALOGO DA LABORATORIO			
	ACCIAIO			
	STANDARD	CCF-AN-N		CCF-AN-R
	per sistema PSD compatibile Locator®	-		ANL
	per MUA	-		ANM48
	TRANSFER DA IMPRONTA			
	ACCIAIO			
	CON VITE LUNGA. DA USARE CON CUCCHIAIO INDIVIDUALE FORATO	CCF-TA-N		CCF-TA-R
	per MUA - CUCCHIAIO CHIUSO	-		TCM48

		IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,50 NN	IMPIANTI 3,30 4,10 4,80 Piattaforma ø 4, 80 RN	IMPIANTI ø 4,80 Piattaforma ø 6,50 WN
	ABUTMENT CALCINABILE*			
	PLEXIGLASS			
	NON ROTANTE	-	IO-AC-R-NR	IO-AC-W-NR
	ROTANTE	-	IO-AC-R-R	IO-AC-W-R
	NON ROTANTE x SYNOCTA®*	-	IO-ACS-R-NR	-
	ROTANTE x SYNOCTA®*	-	IO-ACS-R-R	-
	<i>per MUA</i>	-	ACM48	-
	ABUTMENT PROVVISORIO*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	-	IO-AP-R-NR	-
	<i>per MUA</i>	-	ACM48	-
	ABUTMENT PROVVISORIO			
	SYNOCTA®* TITANIO			
	NON ROTANTE	-	IO-APS-R-NR	-
	ROTANTE	-	IO-APS-R-R	-
	ABUTMENT FRESABILE*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	-	IO-AF-R-NR	-
	ABUTMENT ANATOMICO*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	-	IO-AA-R-NR	IO-AA-W-NR
	ABUTMENT INCLINATO*			
	TITANIO			
	15°	-	IO-AI15-R	-
	25°	-	IO-AI25-R	-
	ABUTMENT SYNOCTA®*			
	TITANIO			
	NON ROTANTE	-	IO-AS-R	-
	VITE DI GUARIG.ANATOMICA			
	TITANIO			
	H 0 mm	-	IO-VGA00-R	-
	H 1,50 mm	-	IO-VGA15-R	IO-VGA15-W
	H 2 mm	-	IO-VGA20-R	-
	H 3 mm	-	IO-VGA30-R	IO-VGA30-W
	H 3,50 mm	-	IO-VGA35-R	-
	H 4,50 mm	-	IO-VGA45-R	-
	<i>per MUA</i> TITANIO	-	VGAM48	-
	<i>per MUA</i> PLASTICA	-	VGAPM48	-



BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo*

CrCo+POM

NON ROTANTE

ROTANTE

NON ROTANTE x **SYNOCTA®**

ROTANTE x **SYNOCTA®**

per MUA



**CONVERTITTORE IPD DA
INCOLLAGGIO e CAD-CAM***

TITANIO

NON ROTANTE

ROTANTE

ROTANTE x **SYNOCTA®***

per MUA



SCAN ABUTMENT IPD

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ANELLO DI TENUTA IPD

x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)



ABUTMENT x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator® TITANIO

H 1 mm

H 3 mm



KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGG. INOX CAPPETTE

- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE

- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA



ABUTM. OT-EQUATOR originale

Rhein83 TITANIO

ALTEZZE DA 1 a 6 mm



KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI

originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT

- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE

- N. 1 DISCO

- N. 4 CAPPETTE

IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,50 NN
-
-
-
-
-
-

IMPIANTI 3,30 4,10 4,80 Piattaforma ø 4, 80 RN
IO-BCC-R-NR
IO-BCC-R-R
IO-BCCS-R-NR
IO-BCCS-R-R
BCCM48

IMPIANTI ø 4,80 Piattaforma ø 6,50 WN
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

IO-CIC-R-NR
IO-CIC-R-R
IO-CICS-R-R
CICM48

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

SAD-NR
SAD-R
SADM48
ATD

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

IO-AL-1-R
IO-AL-3-R

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

CL02

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

030

030

-
-
-
-
-
-
-

130


130

		IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,50 NN	IMPIANTI 3,30 4,10 4,80 Piattaforma ø 4, 80 RN	IMPIANTI ø 4,80 Piattaforma ø 6,50 WN
	ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA) DRITTO* TITANIO H 1 mm	-	IO-MUA-1-R	-
	VITE DEFINITIVA TITANIO PRIMARIA per ABUTMENTS SYNOCTA® per MUA	-	IO-VD-C-R IO-VDS-R VDM48	IO-VD-W - -
	VITE TPA PER PROTESI CON FORI ANGOLATI FINO A 30° TITANIO TPA PRIMARIA TPA PRIMARIA su SYNOCTA® TPA x MUA	-	DA-TR-51 DA-TR-50 AB-TR-50	DA-TR-51 DA-TR-50 -
	ANALOGO DA LABORATORIO ACCIAIO STANDARD per sistema PSD compatibile Locator® per MUA	-	IO-AN-R ANL ANM48	IO-AN-W - -
	TRANSFER DA IMPRONTA ACCIAIO x IMPRONTA PICK-UP / CUCCHIAIO APERTO per MUA – CUCCHIAIO CHIUSO	-	IO-TA-R TCM48	IO-TA-W -

		IMPIANTI ø 3,80 Piattaforma ø 3,80	IMPIANTI ø 4,30 Piattaforma ø 4, 30	IMPIANTI ø 4,80 Piattaforma ø 4, 80	IMPIANTI ø 5,50 Piattaforma ø 5,50
	ABUTMENT CALCINABILE*				
	PLEXIGLASS				
	NON ROTANTE	IOD-AC-N-NR	IOD-AC-R-NR	-	-
	ROTANTE	IOD-AC-N-R	IOD-AC-R-R	-	-
	ABUTMENT ANATOMICO*				
	TITANIO				
	NON ROTANTE H 1 mm	IOD-AA1-N-NR	-	-	-
	ABUTMENT FRESABILE*				
	TITANIO				
	NON ROTANTE	IOD-AF-N-NR	IOD-AF-R-NR	-	-
	ABUTM. OT-EQUATOR				
	originale Rhein83 TITANIO				
	ALTEZZE DA 1 a 6 mm	030	030	-	-
	KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI originale Rhein83				
	- N. 1 ABUTMENT				
	- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE				
	- N. 1 DISCO				
	- N. 4 CAPPETTE	130	130	-	-
	VITE DEFINITIVA				
	TITANIO				
	PRIMARIA	IOD-VD-R	IOD-VD-R	-	-
	ANALOGO DA LABORATORIO				
	ACCIAIO				
	STANDARD	IOD-AN-N	IOD-AN-R	-	-

* VITE DEFINITIVA COMPRESA - I MARCHI INDICATI NON SONO DI PROPRIETÀ DI ANCORDENT NÉ DI AZIENDE COLLEGATE MA DELLE AZIENDE SOPRA INDICATE. TRATTASI DI PRODOTTI COMPATIBILI CON I MARCHI SOPRA INDICATI. NON SONO PRODOTTI ORIGINALI.

	IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,30	IMPIANTI ø 3,80 Piattaforma ø 3,80	IMPIANTI ø 4,25 Piattaforma ø 4,25	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00	IMPIANTI ø 6,00 Piattaforma ø 6,00
	ABUTMENT CALCINABILE* PLEXIGLASS				
	NON ROTANTE	IHS-AC-T-NR	IHS-AC-R-NR	IHS-AC-W-NR	IHS-AC-L-NR
	ROTANTE	IHS-AC-T-R	IHS-AC-R-R	IHS-AC-W-R	IHS-AC-L-R
	<i>per MUA</i>	-	<i>IHS-ACM-R</i>	-	-
	ABUTMENT PROVVISORIO* TITANIO				
	NON ROTANTE	IHS-AP-T-NR	IHS-AP-R-NR	-	-
	ROTANTE	IHS-AP-T-R	IHS-AP-R-R	-	-
	<i>per MUA</i>	-	<i>IHS-APM-R</i>	-	-
	ABUTMENT ANATOMICO* TITANIO				
	NON ROTANTE H 1 mm	IHS-AA1-T-NR	IHS-AA1-R-NR	IHS-AA1-W-NR	-
	NON ROTANTE H 2 mm	IHS-AA2-T-NR	IHS-AA2-R-NR	IHS-AA2-W-NR	-
	NON ROTANTE H 4 mm	-	IHS-AA4-R-NR	-	-
	ABUTMENT FRESABILE* TITANIO				
	NON ROTANTE	IHS-AF-T-NR	IHS-AF-R-NR	IHS-AF-W-NR	-
	ABUTMENT INCLINATO* TITANIO				
	15° NON ROTANTE	IHS-AI15-T-NR	IHS-AI15-R-NR	IHS-AI15-W-NR	-
	VITE DI GUARIGIONE TITANIO				
	H 2 mm	-	IHS-VG2-N	IHS-VG2-W	IHS-VG2-L
	H 4 mm	-	IHS-VG4-N	IHS-VG4-W	IHS-VG4-L
	BASE DA SOVRAFF. CrCo* CrCo+POM				
	NON ROTANTE	IHS-BCC-T-NR	IHS-BCC-R-NR	-	-
	ROTANTE	IHS-BCC-T-R	IHS-BCC-R-R	-	-
	CONVERTITTORE IPDA INCOLLAGGIO e CAD-CAM* TITANIO				
	H 0,65 mm NON ROTANTE	-	IHS-CIC06-N-NR	-	-
	H 0,65 mm ROTANTE	-	IHS-CIC06-N-R	-	-

	IMPIANTI ø 3,30 Piattaforma ø 3,30	IMPIANTI ø 3,80 Piattaforma ø 3,80	IMPIANTI ø 4,25 Piattaforma ø 4,25	IMPIANTI ø 5,00 Piattaforma ø 5,00	IMPIANTI ø 6,00 Piattaforma ø 6,00
 SCAN ABUTMENT sistema IPD* NON ROTANTE ROTANTE	- -	SAD-NR SAD-R	SAD-NR SAD-R	- -	- -
 ANELLO DI TENUTA IPD* x sistema IPD	-	ATD	ATD	-	-
 AB. OT-EQUATOR originale Rhein83 TITANIO ALTEZZE DA 1 a 6 mm	030	030	030	030	-
 KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI Rhein83 - N. 1 ABUTMENT - N. 1 CONTENITORE - N. 1 DISCO - N. 4 CAPPETTE	130	130	130	130	-
 MUA DRITTO* TITANIO H 1 mm H 2 mm H 3 mm	- - -	IHS-MUA-1-N IHS-MUA-2-N IHS-MUA-3-N	IHS-MUA-1-R IHS-MUA-2-R IHS-MUA-3-R	- - -	- - -
 MUA INCLINATO* TITANIO 17° 30°	- -	IHS-MUA17-N IHS-MUA30-N	IHS-MUA17-R IHS-MUA30-R	- -	- -
 VITE DEFINITIVA TITANIO PRIMARIA	IHS-VD-N	IHS-VD-N	IHS-VD-R	IHS-VD-R	IHS-VD-R
 VITE TPA PER PROTESI CON FORI ANGOLATI FINO A 30° TITANIO TPA PRIMARIA	MB-TN-50	MB-TN-50	MB-TR-50	MB-TR-50	-
 ANALOGO DA LABORATORIO STANDARD per MUA	IHS-AN-T -	IHS-AN-N IHS-ANM-R	IHS-AN-R IHS-ANM-R	IHS-AN-W -	IHS-AN-L -
 TRANSFER DA IMPRONTA ACCIAIO x CUCCHIAIO APERTO	IHS-TA-T	IHS-TA-N	IHS-TA-R	IHS-TA-W	-



ABUTMENT CALCINABILE*

PLEXIGLASS

NON ROTANTE

IMPIANTI ø 3,30
Piattaforma ø 3,30

IHD-AC-T-NR

IMPIANTI	
K ...	KT
ø 3,80	ø 3,30
Piattaforma ø 3,80	

IHD-AC-N-NR

IMPIANTI	
K ...	KT
ø 4,50	ø 3,80
Piattaforma ø 4,50	

IHD-AC-R-NR

IMPIANTI	
K ...	KT
ø 5,20	ø 4,50
Piattaforma ø 5,20	

-

IMPIANTI	
K ...	KT
ø 5,90	ø 5,20
Piattaforma ø 5,90	

-



ABUTMENT ANATOMICO*

TITANIO

NON ROTANTE

IHD-AA-T

IHD-AA-N

IHD-AA-R

-

-



ABUTMENT INCLINATO*

TITANIO

15° NON ROTANTE

IHD-AI15-T-NR

IHD-AI15-N-NR

IHD-AI15-R-NR

-

-

* VITE DEFINITIVA COMPRESA - I MARCHI INDICATI NON SONO DI PROPRIETÀ DI ANCORDENT NÉ DI AZIENDE COLLEGATE MA DELLE AZIENDE SOPRA INDICATE. TRATTASI DI PRODOTTI COMPATIBILI CON I MARCHI SOPRA INDICATI. NON SONO PRODOTTI ORIGINALI.



CONVERTITORE PER INCOLLAGGIO*

TITANIO

NON ROTANTE

IHD-CI-T-NR

IHD-CI-N-NR

IHD-CI-R-NR

-

-



VITE DEFINITIVA

TITANIO

PRIMARIA

IHD-VD

IHD-VD

IHD-VD

-

-



ABUTMENT CALCINABILE*

PLEXIGLASS

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT PROVVISORIO*

TITANIO

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ABUTMENT ANATOMICO*

TITANIO

NON ROTANTE H 1 mm

NON ROTANTE H 2 mm

NON ROTANTE H 3 mm

NON ROTANTE H 4 mm



ABUTMENT INCLINATO 15°*

TITANIO

H 1 mm

H 2 mm



ABUTMENT INCLINATO 25°*

TITANIO

H 1 mm

H 2 mm



VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA

TITANIO

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm

per MUA



BASE DA SOVRAFFUSIONE CrCo*

CrCo+POM

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA

IMPIANTI ø 3,30 / 3,70 / 4,10 Piattaforma ø 3,50
IHZ-AC-N-NR
IHZ-AC-N-R
ACM48
IHZ-AP-N-NR
IHZ-AP-N-R
APM48
IHZ-AA1-N-NR
IHZ-AA2-N-NR
IHZ-AA3-N-NR
IHZ-AA4-N-NR
IHZ-AI15-1-N
IHZ-AI15-2-N
IHZ-AI25-1-N
IHZ-AI25-2-N
IHZ-VGA2-N
IHZ-VGA3-N
IHZ-VGA4-N
-
VGAM48
IHZ-BCC-N-NR
IHZ-BCC-N-R
BCCM48

IMPIANTI ø 4,70 Piattaforma ø 4,50
IHZ-AC-R-NR
IHZ-AC-R-R
ACM48
IHZ-AP-R-NR
IHZ-AP-R-R
APM48
IHZ-AA1-R-NR
IHZ-AA2-R-NR
IHZ-AA3-R-NR
-
-
IHZ-AI15-2-R
-
-
IHZ-VGA3-R
IHZ-VGA4-R
IHZ-VGA5-R
VGAM48
IHZ-BCC-R-NR
IHZ-BCC-R-R
BCCM48

IMPIANTI ø 6,00 Piattaforma ø 5,70
IHZ-AC-W-NR
IHZ-AC-W-R
-
-
-
-
-
-
-
-
IHZ-VGA3-W
-
IHZ-VGA5-W
-
-
IHZ-BCC-W-NR
-
BCCM48



CONVERTITORE IPD DA

INCOLLAGGIO e CAD-CAM*

TITANIO

H 0,1 mm NON ROTANTE

H 0,1 mm ROTANTE

H 0,9 mm NON ROTANTE

H 0,9 mm ROTANTE

H 1,5 mm NON ROTANTE

H 1,5 mm ROTANTE

H 2,5 mm NON ROTANTE

H 2,5 mm ROTANTE

per MUA

SCAN ABUTMENT sistema IPD

NON ROTANTE

ROTANTE

per MUA



ANELLO DI TENUTA IPD

x sistema IPD (incluso con lo scan abutment)

ABUTMENT x OVERDENTURE PSD

compatibile con sistema Locator® TITANIO

H 1 mm

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



KIT DI LAVORO PSD

compatibile con sistema Locator®

- N. 1 ALLOGGIAMENTO INOX CAPPETTE

- N. 3 CAPPETTE RITENTIVE

- N. 1 CAPPETTA DA LAVORO NERA



ABUTMENT OT-EQUATOR

originale Rhein83 TITANIO

ALTEZZE DA 1 a 6 mm

KIT OT-EQUATOR x IMPIANTI

originale Rhein83

- N. 1 ABUTMENT

- N. 1 CONTENITORE CAPPETTE

- N. 1 DISCO

- N. 4 CAPPETTE



IMPIANTI ø 3,30 / 3,70 / 4,10
Piattaforma ø 3,50
-
-
IHZ-CIC09-N-NR
IHZ-CIC09-N-R
-
-
IHZ-CIC25-N-NR
IHZ-CIC25-N-R
CICM48
SAD-NR
SAD-R
SADM48
ATD
IHZ-AL-1-N
IHZ-AL-2-N
IHZ-AL-3-N
IHZ-AL-4-N
IHZ-AL-5-N
CL02
030
130

IMPIANTI ø 4,70
Piattaforma ø 4,50
IHZ-CIC01-R-NR
IHZ-CIC01-R-R
-
-
IHZ-CIC15-R-NR
IHZ-CIC15-R-R
IHZ-CIC25-R-NR
IHZ-CIC25-R-R
CICM48
SAD-NR
SAD-R
SADM48
ATD
-
-
-
-
-
-
030
130

IMPIANTI ø 6,00
Piattaforma ø 5,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*
DRITTO

TITANIO

H 1 mm

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm

H 5 mm



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*
INCLINATO 17°

TITANIO

H 2 mm

H 3 mm

H 4 mm



ABUTMENT MULTI-UNIT (MUA)*
INCLINATO 30°

TITANIO

H 4 mm

H 5 mm



VITE DEFINITIVA

TITANIO

PRIMARIA

per MUA



VITE TPA
PER PROTESI CON FORI ANGOLATI
FINO A 30° - TITANIO

TPA PRIMARIA

TPA x MUA



ANALOGO DA LABORATORIO

ACCIAIO

STANDARD

per sistema PSD compatibile Locator®

per MUA



TRANSFER DA IMPRONTA

ACCIAIO

PER IMPRONTA PICK-UP

x CUCCHIAIO CHIUSO

per MUA – CUCCHIAIO CHIUSO

IMPIANTI
ø 3,30 / 3,70 / 4,10

Piattaforma

ø 3,50

IHZ-MUA-1-N

IHZ-MUA-2-N

IHZ-MUA-3-N

IHZ-MUA-4-N

IHZ-MUA-5-N

IHZ-MUA17-2-N

IHZ-MUA17-3-N

IHZ-MUA17-4-N

IHZ-MUA30-4-N

IHZ-MUA30-5-N

IHZ-VD

VDM48

FA-TR-50

AB-TR-50

IHZ-AN-N

ANL

ANM48

IHZ-TA-N

IHZ-TC-R

TCM48

IMPIANTI
ø 4,70

Piattaforma

ø 4,50

IHZ-MUA-1-R

IHZ-MUA-2-R

IHZ-MUA-3-R

IHZ-MUA-4-R

IHZ-MUA-5-R

IHZ-MUA17-2-R

IHZ-MUA17-3-R

IHZ-MUA17-4-R

IHZ-MUA30-4-R

IHZ-MUA30-5-R

IHZ-VD

VDM48

FA-TR-50

AB-TR-50

IHZ-AN-R

-

ANM48

IHZ-TA-R

IHZ-TC-R

TCM48

IMPIANTI
ø 6,00

Piattaforma

ø 5,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IHZ-VD

-

FA-TR-50

AB-TR-50

IHZ-AN-W


-

-

IHZ-TA-W

-

-





Il sistema IPD è un sistema costituito da:

- un **convertitore da incollaggio**, realizzato per le diverse piattaforme implantari, ma con ingaggio della parte anatomica standardizzato;
- un **anello di tenuta** universale che viene avvitato con l'apposita chiave al convertitore

Tale sistema consente al tecnico di collegare direttamente il convertitore alla protesi, allo scan abutment o all'abutment calcinabile senza bisogno di cementi provvisori.

SISTEMA

ACCESSORI



SISTEMA PSD

per overdentures, compatibile con sistemi Locator®

® marchi registrati da Zest Anchors Inc.



ABUTMENT

TITANIO rivestito TiN



ASTRA® OSSEOSPEED™ Tx



NOBEL® BRÄNEMARK®
3i® ESAGONO ESTERNO
BTi® ESAGONO ESTERNO
SWEDEN & MARTINA® OUTILINK²®
PHIBO® TSH®
PHIBO® TSH®



3i® CERTAIN®



NOBEL® ACTIVE®



NOBEL® REPLACE®



STRAUMANN® BONE LEVEL®





STRAUMANN® TISSUE LEVEL®



BIOHORIZON® TAPERED INTERNAL

ZIMMER® SCREW-VENT®



COMPATIBILE CON:	Ø IMPIANTO	PIATTAFORMA	ALTEZZA	CODICE
ASTRA® OSSEOSPEED™ Tx	3,5 4,0	Aqua	1 mm	IHC-AL-1-R
			3 mm	IHC-AL-3-R
			5 mm	IHC-AL-5-R
	4,5 5,0	Lilac	1 mm	IHC-AL-1-W
			3 mm	IHC-AL-3-W
			5 mm	IHC-AL-5-W
	3,75-4,0	4,10	1 mm	EHU-AL-1-R
			2 mm	EHU-AL-2-R
			3 mm	EHU-AL-3-R
			4 mm	EHU-AL-4-R
			5 mm	EHU-AL-5-R
	4,0	4,10 RP	1 mm	IHK-AL-1-R
			3 mm	IHK-AL-2-R
			5 mm	IHK-AL-3-R
	4,3-5,0	3,90 RP	1 mm	IHA-AL-1-R
			3 mm	IHA-AL-3-R
			5 mm	IHA-AL-5-R
	4,0 4,3	4,30 RP	1 mm	I3L-AL-1-R
			3 mm	I3L-AL-3-R
			5 mm	I3L-AL-5-R
	4,1	RC	1 mm	CCF-AL-1-R
			3 mm	CCF-AL-3-R
			5 mm	CCF-AL-5-R
	3,3 4,1 4,8	4,80 RN	1 mm	IO-AL-1-R
			3 mm	IO-AL-3-R
	4,6	3,5	1 mm	IHZ-AL-1-N
			2 mm	IHZ-AL-2-N
	3,3 3,7 4,1	3,5	3 mm	IHZ-AL-3-N
			4 mm	IHZ-AL-4-N
			5 mm	IHZ-AL-5-N

	ANALOGO ACCIAIO AISI 316 STANDARD
	KIT DI LAVORO - n. 4 cappette (1 cad. colore) - n. 1 alloggiamento
	ALLOGGIAMENTO ACCIAIO AISI 316 STANDARD
	SET 4 CAPPETTE NYLON NERO ritenzione nulla da laboratorio BLU ritenzione leggera GRIGIO ritenzione media TRASPARENTE ritenzione forte
	SET 8 CAPPETTE BLU Ritenzione leggera
	SET 8 CAPPETTE GRIGIE Ritenzione media
	SET 8 CAPPETTE TRASPARENTI Ritenzione forte
	SET 8 CAPPETTE NERE DA LAVORO
	CHIAVE ABUTMENT x OVERDENTURES PSD LUNGHEZZA: 25 mm
	ACCESSORIO PER INSERIMENTO CAPPETTE LUNGHEZZA: 25 mm

ANL
CL02
CL00
CL01
CL10
CL11
CL12
CL13
KL
ICL

SISTEMA TPA

viti per protesi angolate fino a 30°



L₁= testa

L₂=corpo

L₁

L₂

CODICE	COMPATIBILITÀ	PIATTAFORMA	SEDE	ALTEZZA		FILETTATURA
EA-TR-50	Astra ®Osseospeed® Tx	Aqua	Piatta	1,50	6,30	M 1.6
AC-TR-50	Astra ®Osseospeed® Tx	Lilac	Piatta	1,40	7,4	M 2
	Nobel Biocare® Replace Select®	RP - WP				
EA-TR-51	Astra ®Uni 20° / 45°	Tutte	Piatta	1,50	2,90	M 1.4
LB-TR-50	BioHorizons ®Tapered Internal	Tutte	90°	1,78	4,92	UNF 1-72
AA-TR-52	Biomet 3i ®Esagono Esterno	Tutte	Piatta	1,40	4,40	M 2
	BTI ®Esagono Esterno	ø 4.1-5.5				
	Nobel Biocare® Branemark®	RP ø 4.1				
BB-TR-51	Biomet 3i ®Certain®	Tutte	Piatta	1,50	6,50	M 1.6
GA-TN-50	BTI ®Esagono Esterno	Tiny ø 3,5	Piatta	1,50	3,60	M 2
GB-TR-50	BTI ®Interna®	Universal ø 4,1 Wide ø 5,5	Piatta	1,50	5,00	M 1.8
AB-TR-50	Multunit	ø 4,8	Piatta	1,50	2,10	M 1.4
AA-TN-50	Nobel Biocare® Active®	NP ø 3.5	140°	2,01	4,79	M 1.6
	Nobel Biocare® Branemark®	NP ø 3.5				
AA-TR-50	Nobel Biocare® Branemark®	RP ø 4.1	75°	1,95	3,85	M 2
	Sweden & Martina® Outlink ² ®	RP ø 4.1				
	Phibo® TSH®	S3 – S4				
AD-TR-50	Nobel Biocare® Active®	RP ø 3.9	75°	1,75	5,45	M 2
AA-TW-50	Nobel Biocare® Branemark®	WP ø 5.1	72°	1,61	4,80	M 2.5
AC-TN-50	Nobel Biocare® Replace Select®	NP ø 3.5	Piatta	1,40	6,10	M 1.8
DB-TR-50	Straumann® Bone Level®	NC – RC	30°	2,25	5,55	M 1.6
DA-TR-51	Straumann® Tissue Level® A LIVELLO DI IMPIANTO	RN – WN	30°	2,25	3,58	M 2
DA-TR-50	Straumann® Tissue Level® SU SYNOCTA®	RN – WN	90°	1,65	3,32	M 2
MB-TN-50	Sweden & Martina® Premium Kohno®	ø 3,3 – 3,8	120°	1,67	5,33	M 1.8
MB-TR-50	Sweden & Martina® Premium Kohno®	ø 4,25 – 5,0	120°	1,65	5,25	M 2
FA-TR-50	Zimmer® Screw-Vent®	Tutte	140°	1,62	5,48	UNF 1-72

PUNTA DRIVER ESAGONALE

ACCIAIO

ESAGONOCOMPATIBILE CON VITI:



3i® ESAGONO ESTERNO
3i® CERTAIN®
DENTSPLY® FRIALIT® XIVE®



BTI® INTERNA®
CAMLOG®



ASTRA®
SWEDEN & MARTINA® GLOBAL®
SWEDEN & MARTINA®
PREMIUM® KOHNO®
ZIMMER® SCREW-VENT®



MATRIX™

Lunghezza: 20 mm

DTH120-C

Lunghezza: 25 mm

DTH120-M

Lunghezza: 30 mm

DTH120-L

Lunghezza: 20 mm

DTH125-C

Lunghezza: 25 mm

DTH125-M

Lunghezza: 20 mm

DTH127-C

Lunghezza: 25 mm

DTH127-M

Lunghezza: 20 mm

DTH170-C

Lunghezza: 25 mm

DTH170-M

PUNTA DRIVER QUADRATO

ACCIAIO

COMPATIBILE CON VITI:



Lunghezza: 20 mm

DTS130-C

Lunghezza: 25 mm

DTS130-M

PUNTA DRIVER UNIGRIP™

ACCIAIO

COMPATIBILE CON VITI:



NOBEL® ACTIVE®
NOBEL® BRÄNEMARK®
NOBEL® REPLACE®
NEOSS®

Lunghezza: 20 mm

DTUG-C

Lunghezza: 25 mm

DTUG-M

PUNTA DRIVER TORX

ACCIAIO

COMPATIBILE CON VITI:



STRAUMANN® BONE LEVEL®
STRAUMANN® TISSUE LEVEL®

Lunghezza: 20 mm

DTT-C

Lunghezza: 25 mm

DTT-M

IMPUGNATURA MANUALE
PER PUNTA DRIVER

ACCIAIO

ADATTO PER TUTTE LE PUNTE DRIVER

DTMH

COMPATIBILE CON VITI:

3i® ESAGONO ESTERNO
3i® CERTAIN®
DENTSPLY® FRIALIT® XIVE®



DRIVER MANUALE ESAGONALE 1,20 mm

CORTO

MDCH120-C

LUNGO

MDCH120-L

COMPATIBILE CON VITI:

ASTRA®
SWEDEN & MARTINA® GLOBAL®
SWEDEN & MARTINA® PREMIUM® KOHNO®
ZIMMER® SCREW-VENT®



DRIVER MANUALE ESAGONALE 1,27 mm

CORTO

MDCH127-C

LUNGO

MDCH127-L

COMPATIBILE CON VITI:

NOBEL® ACTIVE®
NOBEL® BRÅNEMARK®
NOBEL® REPLACE®
NEOSS®



DRIVER MANUALE UNIGRIP™ 5.5

CORTO

MDCU-C

Per **SISTEMA IPD**



CHIAVE ANELLO IPD

KAIPD

Per **SISTEMA TPA**

di viti per protesi angolate fino a 30°



CHIAVE TPA

KTPA

CONTATTI

ANCORDENT srl

Via G. Ulivi, 19

43123 Parma

Tel e Fax 0521 272181

email: info@ancordent.it